

MY BODY SCULPTURE



SlimCare

MY BODY SCULPTURE



CE



SlimCare
MY BODY SCULPTURE

MADE IN ITALY



LED SPA
via Società, 40
04011, Aprilia (LT) - Italy
P +39 06 92 87 0045
F +39 06 92 87 0046
www.led.it - info@led.it




Slim Care è l'unica di comando di accessori
specifica per trattamenti estetici domiciliari.
Slim Care è in grado di comandare e
controllare fino a due accessori* per trattare
con semplicità e la massima sicurezza, una
vasta gamma di recipienti.
Attraverso pochi ed intuitivi passaggi è
possibile in base all'accessori* desiderato,
selezionare uno specifico trattamento che
adattandosi alle tue caratteristiche determina il
tuo* personale trattamento estetico.
Caratteristiche Tecniche:
Alimentazione: 220V AC 50/60 Hz
Potenza assorbita in Stand-by: 10 VA (7 W)
Potenza assorbita in Stand-by: 10 VA (7 W)
Accessori collegabili: fino a 2
Comensatore USB
*non inclusa nella confezione



Slim Care World

SlimCare
MY BODY SCULPTURE




Con il passare degli anni siamo tutti destinati ad invecchiare.

L'invecchiamento può essere definito come una minore capacità dei tessuti a rigenerarsi.

L'invecchiamento cutaneo costituisce la manifestazione più appariscente.

Le fibre elastiche e collagene diventano sempre meno toniche.



Gli effetti dell'invecchiamento cutaneo sono particolarmente evidenti a livello del viso.


Occhi, fronte e bocca sono le zone del viso maggiormente interessate all'invecchiamento.



Cambia l'architettura del nostro viso.


Tramite trattamenti di Radiofrequenza possiamo ottenere un ringiovanimento cutaneo con la massima sicurezza di impiego a domicilio.

La Radiofrequenza agisce a livello del tessuto sottocutaneo ed in parte a livello del derma, dove sono presenti il Collagene e le fibre elastiche.



Attraverso un manipolo le fibre Collagene compresse, opportunamente riscaldate e stimolate, si accorciano gonfiandosi e modificano la propria struttura.

Questo processo determina, per conseguenza, lo stiramento dei piani cutanei superficiali stritando le rughe del viso, del collo e del décolleté.



Slim Face

Slim Face
Slim Face RADIOFREQUENZA è un accessorio specifico da collegare all'unità SLIM CARE® per trattamenti estetici domiciliari.

Con questo accessorio tramite l'utilizzo di Radiofrequenza è possibile trattare inestetismi come rughe del viso, del collo e del décolleté, con semplicità e massima sicurezza, agendo sulle fibre di collagene e possibile ottenere un ringiovanimento cutaneo.

Attraverso la selezione di una specifica zona e in base alle singole caratteristiche si adatta a "te".

Caratteristiche Tecniche:
Compatibile con unità SLIM CARE
Potenza Massima RF: 10 W
Frequenza: 1 / 1,5 MHz
Tipo RF: Bipolare

*unità di comando non inclusa nella confezione, necessaria per il funzionamento fornibile separatamente.

L'inestetismo della Cellulite interessa circa la metà della popolazione.


50%

La cellulite non è una infiammazione ma una manifestazione con effetti antiestetici che colpisce già in età giovanile ed anche i soggetti magri determinando la caratteristica lassità del tessuto.

Le sedi maggiormente colpite sono le cosce, i glutei e l'addome.




Aumentano le cellule adipose, si accumulano liquidi, si indurisce il tessuto per la proliferazione di fibre, rallenta la circolazione e si riduce l'ossigenazione dei tessuti.




Possono essere descritti tre diversi gradi di Cellulite:

Cellulite Compatta:
Si localizza a livello delle ginocchia, cosce ed addome. Può essere variamente dolente, con aumento di fibrosità e adipociti; si formano piccoli noduli ed inizia la retrazione cutanea.



Cellulite Molle:
Può essere presente a livello delle cosce, caviglie, polsucci e braccia. Il tessuto connettivo appare ipotonico e si accompagna a variazione di peso del soggetto colpito.




Cellulite Edematosa:
Presenta un particolare accumulo di liquidi nel derma e nell'ipoderma, caratterizzata da una grande componente liquida da ristagno; interessa glutei, addome e fianchi determinando un tessuto particolarmente gonfio e spugnoso.




Tramite trattamenti combinati di Ultrasuoni ed Elettrostimolazione possiamo ottenere un'attenuazione degli inestetismi della cellulite con la massima sicurezza di impiego a domicilio.





Con il trattamento estetico ad Ultrasuoni si determinano effetti Termici, Meccanici e Termomeccanici, i quali aumentano la velocità di rigenerazione cellulare delle fibre Collagene ed elastiche.



Gli effetti dell'Elettrostimolazione sono invece Chimici (proprietà elettrolitiche ed elettroporative), Eccitomotori (contrazione muscolare) e Trofici (nutrimento). L'Elettrostimolazione agisce principalmente a livello muscolare.



L'effetto combinato dell'Elettrostimolazione e degli Ultrasuoni rappresenta una novità nel campo dell'Estetica.



Slim Body



Slim Body

Slim Body ULTRASUONI + ELETTROSTIMOLAZIONE è un accessorio specifico da collegare all'unità SLIM CARE® per trattamenti estetici domiciliari.

Con questo accessorio tramite l'utilizzo di Ultrasuoni in combinazione con l'Elettrostimolazione è possibile trattare gli inestetismi della cellulite, con semplicità e massima sicurezza, agendo sui tessuti e possibile ottenere una rigenerazione delle fibre collagene ed elastiche con contemporaneo effetto trofico muscolare.

Attraverso la selezione di una specifica zona e in base alle proprie caratteristiche si adatta a "te".

Caratteristiche Tecniche:
Compatibile con unità SLIM CARE
Potenza Massima US: 5 W
Intensità Massima US: 0.5 W/cm2
Frequenza US: 1.0 MHz
Corrente Massima Impulsiva: 10mA (frequenza 30-100Hz)
Cambio Polarità Automatico

*unità di comando non inclusa nella confezione, necessaria per il funzionamento fornibile separatamente.

